

Dreame Chrona Photon Anti-Aging Skincare Mask

User Manual

DREAME

Įspėjimas

Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar kitų nelaimingų atsitikimų, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

- Prieš naudodami Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančią fotoninę odos priežiūros kaukę, turite atlikti jautrumo testą (žr. skyrių „Jautrumo šviesai testas“). NENAUDOKITE Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės, jei esate jautrūs Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančiai fotoninei odos priežiūros kaukei. Šis įrenginys skirtas naudoti namų sveikatos priežiūros aplinkoje, pacientas gali būti numatytasis operatorius.
- NENAUDOKITE Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės jokia būdu, kuris nėra tiksliai nurodytas šiose naudojimo instrukcijose. Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės naudojimas kitaip, nei tiksliai nurodyta šiose naudojimo instrukcijose, nebuvo išbandytas, todėl rizika nežinoma. Ši įranga nėra skirta naudoti asmenims, turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintiems patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba instruktuoti dėl įrangos naudojimo, kad būtų išvengta gaisro ar nudegimų pavojaus.
- Nedelsdami IŠJUNKITE ir nuimkite Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančią fotoninę odos priežiūros kaukę, jei prietaisas atrodo karštas arba jei jūsų oda tampa nemaloniai šilta.
- Naudojimo metu šis gaminytis veikia belaidžiu būdu. Įkrovimo laidas prijungiamas tik įkraunant.
- Įkraunant laidas gali kelti pasismaugimo pavojų. Visada laikykite prietaisą ir įkrovimo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- NENAUDOKITE Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės, prieš procedūrą pirmiausia nenusivalę makiažo. Kai kurios šių produktų sudedamosios dalys gali sukelti jautrumą šviesai arba sumažinti procedūros poveikį. Jei naudosite Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančią fotoninę odos priežiūros kaukę nepašalinę šių produktų, galite sukelti odos reakciją arba sumažinti procedūros poveikį. Ši įranga nėra skirta naudoti vaikams. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad būtų užtikrinta, jog jie nežaidžia su įranga, siekiant išvengti gaisro ir nudegimų pavojaus.
- NIEKADA nenaudokite Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės šalia vandens arba ten, kur ant įrangos gali būti išlieta vandens. NENAUDOKITE Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės, jei manote, kad ji galėjo susiliesti su vandeniu. Saugokite įrangą nuo stiprių smūgių, kad išvengtumėte lempos pažeidimo rizikos.
- Laikykite Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančią fotoninę odos priežiūros kaukę atokiau nuo KARŠTŲ paviršių. Jei reikia, kreipkitės į gamintoją dėl pagalbos nustatant, naudojant ar prižiūrint ME ĮRANGĄ arba pranešant apie netikėtą veikimą ar įvykius.
- NENAUDOKITE Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės, jei kaukė, nuotolinio valdymo pultas arba USB Type-C įkrovimo laidas yra kaip nors pažeisti. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas, kad išvengtumėte gaisro, nudegimų ar kitų pavojų rizikos.

- Išėjus iš minimalios / maksimalios laikymo temperatūros sąlygų, prieš naudojimą rekomenduojama palaukti 2 valandas, kol prietaisas prisitaikys.
- Nežiūrėkite tiesiai į šviesą ir nenukreipkite šviesos į akis veikimo metu.
- NENAUDOKITE Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės šalia prietaiso su belaidžio ryšio technologija.

Odos priežiūros apribojimai (prieš naudojimą)

Siekiant užtikrinti saugumą ir fototerapijos veiksmingumą, venkite veido priežiūros produktų su šiomis sudedamosiomis dalimis:

- Vitaminas A ir jo dariniai (retinolis, retinaldehidas, retinilo esteriai ir kt.)
- Rūgštys (vaisių rūgštys, didelės koncentracijos salicilo rūgštis ir kt.)
- Dirgikliai (didelės koncentracijos alkoholis, kompleksinės kvapiosios medžiagos, dirbtiniai dažikliai)

Rekomenduojami veiksmai

1. Kruopščiai nuvalykite veidą; prieš naudojimą oda turi būti sausa ir be likučių
2. Po procedūros: Naudokite švelnias drėkinamąsias / atkuriamąsias priemones (odos absorbcija yra sustiprėjusi)

Amžiaus tinkamumas

Tik suaugusiems nuo 18 metų

Kontraindikuotinos grupės

Nenaudokite arba pirmiausia pasitarkite su gydytoju, jei:

- Turite atvirų veido žaizdų, egzemą, dermatitą, ūminę rožinę, sunkios formos aknę ar aktyvių odos būklių
- Sergate šviesai jautriomis ligomis (pvz., raudonąja vilklige, saulės dermatitu) arba vartojate fotosensibilizuojančius vaistus (pvz., tam tikrus antibiotikus, antihipertenzinius vaistus)
- Esate nėščia, žindote arba esate jaunesni nei 18 metų
- Turite veido / galvos implantų (širdies stimuliatorių, stentų, defibriliatorių ir kt.)
- Per 1 mėnesį buvo atlikta lazerinė procedūra, cheminis pilingas arba mikroadatinė terapija (palaukite, kol oda visiškai atsistatys)
- Nesate tikri: Pirmiausia pasitarkite su gydytoju / dermatologu

Naudojimo patarimai

- Įsitikinkite, kad kaukė glaudžiai priglunda prie odos; venkite kontaktinių lęšių
- Naudojimo metu sustiprinkite kasdienę apsaugą nuo saulės, kad pagerintumėte rezultatus ir išvengtumėte pigmentacijos
- Jei atsiranda diskomfortas, nedelsdami nutraukite naudojimą; jei simptomai išlieka, pasitarkite su dermatologu


Atsakomybės apribojimas: Tai namuose naudojamas grožio prietaisas. Tai nėra profesionalios medicininės diagnozės ar gydymo pakaitalas.

- Šiame prietaise yra silikono, plastikinių komponentų ir kibiosios juostos medžiagų. Asmenys, kuriems žinoma alergija bet kuriai iš šių medžiagų, turėtų nutraukti naudojimą ir pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu.
- Šiame prietaise yra atminties funkcija. Kiekvieną kartą įjungus prietaisą, jis automatiškai prisimena paskutinį naudotą procedūros režimą, intensyvumo lygį ir procedūros laiką.
- Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės negalima naudoti įkrovimo režimu.
- Prieš kiekvieną naudojimą, kai prietaisas išjungtas, nuvalykite veido kaukę.
- NENAUDOKITE jokių kitų valymo priemonių, išskyrus nurodytas valymo instrukcijose. Kitų valymo priemonių naudojimas gali sugadinti Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančią fotoninę odos priežiūros kaukę.
- Laikykite Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančią fotoninę odos priežiūros kaukę kambario temperatūroje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Išėmus iš minimalios / maksimalios laikymo temperatūros sąlygų, prieš naudojimą rekomenduojama palaukti 2 valandas, kol prietaisas prisitaikys.
- Nežiūrėkite tiesiai į šviesą ir nenukreipkite šviesos į akis veikimo metu.

Elektros sauga

- NEGALIMA pažeisti, modifikuoti, lenkti, sukti ar kaitinti USB Type-C įkrovimo laido. Pažeistas įkrovimo laidas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba gedimą.
- NEDĖKITE ir nenaudokite prietaiso šalia vandens ar skysčių. Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
- Šiame gaminyje naudojamas magnetinis, nuimamas akumulatoriaus blokas. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, visiškai įkraukite akumulatoriaus bloką.
- Naudokite tik su prietaisu pateiktą tam skirtą akumulatoriaus bloką. NEBANDYKITE atidaryti, modifikuoti, keisti ar naudoti jokių nepatvirtintų akumulatoriaus blokų, nes netinkamas elgesys gali sukelti perkaitimą, nuotėkį arba sprogimą.
- NEIŠMESKITE akumulatoriaus atsitiktinai, šalindami jį laikykitės vietinių šalinimo procedūrų.
- Šiam prietaisui įkrauti naudokite tik DC 5V = 1A įkrovimo adapterį (didžiausia išėjimo galia 3,5W). NENAUDOKITE nežinomos kilmės, prastos kokybės arba didesnės nei 30W išėjimo galios įkroviklių, nes tai gali sukelti perkaitimą arba sugadinti gaminį. Siekiant didžiausio saugumo, rekomenduojama naudoti įkrovimo adapterį, atitinkantį IEC 60601-1:2005 + AMD2:2020, su šiais parametrais: Įvestis: 100-240VAC Išvestis: DC 5V = 1,0A.

LT Gaminio apžvalga



- 1 Įjungimas / išjungimas
- 2 Akumuliatoriaus indikatorius:
4 žalios lemputės: 100% įkrova (visiškai įkrauta)
3 žalios lemputės: 75% liko
2 žalios lemputės: 50% liko
1 žalia lemputė: 25% liko
Mirksinti raudona lemputė: <10% žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis
- 3 LCD pasirinktam režimui / intensyvumui / laikmačiui tikrinti
- 4 Laikmačio nustatymo mygtukas 5 min. / 10 min. / 15 min.
- 5 Intensyvumo lygių mygtukas:
I lygis (žemas)
II lygis (vidutinis)
III lygis (aukštas)
- 6 Įjungimo / išjungimo ir procedūros režimų pasirinkimo mygtukas:
1 režimas: Atjauninimas
2 režimas: Skaistinimas
3 režimas: Balansavimas
4 režimas: Raminimas
5 režimas: Atkūrimas
- 7 Type-C prievadas



Ant gaminio korpuso pažymėta „Nenaudoti maudantis vonioje ar duše“.

Visi šiame vadove pateikti gaminio vaizdai, priedai ir naudotojo sąajos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Dėl gaminio naujinimų ir patobulinimų faktinis gaminytis gali šiek tiek skirtis nuo iliustracijų. Vadovaukitės faktiniu gaminiu.

Darbo pradžia

Prietaiso paruošimas

Pradėti naudoti Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančią fotoninę odos priežiūros kaukę paprasta.

1. Išpakuokite prietaisą ir visus pridėtus priedus.
2. Šiame gaminyje naudojami du magnetiniai, nuimami akumuliatoriaus blokai (kiekvienas 1000mAh, iš viso 2000mAh). Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite abu akumuliatoriaus blokus ir nuotolinio valdymo pultą. Išsamesnės informacijos rasite įkrovimo instrukcijose.


Jautrumo šviesai testas

Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad sužinotumėte, ar esate jautrus šviesai:

1. Paspauskite maitinimo mygtuką ant LED kaukės, kad paleistumėte prietaisą. Naudokite nuotolinio valdymo pultą, kad įjungtumėte / išjungtumėte prietaisą ir pasirinktumėte vieną iš galimų procedūros režimų (spalvų).
2. Uždėkite prietaisą ant dilbio srities ir palaikykite kontaktą viso trijų minučių procedūros ciklo metu.
3. Dar kartą paspauskite „procedūros režimų pasirinkimo mygtuką“, kad pasirinktumėte kitą procedūros režimą (spalvą) kitai trijų minučių procedūrai toje pačioje dilbio srityje.
4. Palaukite 24 valandas. Per kitas 24 valandas NETURĖTUMĖTE patirti jokios nepageidaujamos reakcijos.
5. Nepageidaujama reakcija yra skausmas arba diskomfortas procedūros srityse arba bet koks ilgalaikis odos paraudimas.


Įkrovimo instrukcijos (akumuliatoriaus blokai ir nuotolinio valdymo pultas)

Šiame prietaise yra du nuimami 1000mAh akumuliatoriaus blokai ir belaidis nuotolinio valdymo pultas (280mAh). Prieš pirmą naudojimą laikykitės toliau pateiktų instrukcijų:



Akumulatoriaus blokų įkrovimas

- Prieš įkraudami išimkite akumulatoriaus bloką iš kaukės.
- Kiekvienam akumulatoriaus blokui visiškai įkrauti reikia iki 2 valandų.
- Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo likusio akumulatoriaus įkrovos lygio.



Nuotolinio valdymo pulto įkrovimas

- Belaidžiam nuotolinio valdymo pulte yra 280mAh įkraunamasis akumulatorius.
- Maksimalus įkrovimo laikas yra iki 2 valandų.
- Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo likusio akumulatoriaus įkrovos lygio.

Ličio akumulatoriaus priežiūros patarimai:

- Venkite visiškai iškrauti akumuliatorių prieš jį įkraudami.
- Venkite per didelio akumulatoriaus įkrovimo ir stenkitės apriboti įkrovimo laiką iki ne daugiau kaip 8 valandų.
- Jei prietaisas nenaudojamas ilgesnį laiką, rekomenduojama įkrauti akumuliatorių bent kartą per tris mėnesius.

Paruošimas



1. Švariai nusiplaukite veidą. (Jei naudojate makiažą, nuvalykite jį valomosiomis putomis.)
2. Galima naudoti dieną arba naktį. Galite įtraukti prietaisą į dabartinę odos priežiūros rutiną po odos nuvalymo ir / arba šveitimo.
3. Prieš naudojimą būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių.



1. Trumpai paspauskite LED kaukės mygtuką, kad įjungtumėte maitinimą. (Galima naudoti, kai mirksi žaliai)
2. Vidutiniškai sureguliuavę galvos juostą, užsidėkite taip, kad vidinė LED kaukės pusė būtų ant veido.

Galvos juostos reguliavimo patarimai:

1. Sėdint arba stovint, tinkama padėtis turėtų būti tokia, kad akiduobei būtų daromas minimalus spaudimas, silikoninė akių pagalvėlė priglustų prie akiduobės, o galvos juosta pritvirtintų gaminį.
2. Jei jaučiate, kad silikoninė akių pagalvėlė per stipriai spaudžia akiduobę, atlaisvinkite galvos juostą abiejose pusėse.
3. Jei silikoninė akių pagalvėlė nepriglunda prie akių srities ir šviesa gali patekti pro tarpą tarp akių pagalvėlės ir akiduobės, priveržkite galvos juostą abiejose pusėse.
4. Jei jaučiate, kad kaukė slenka žemyn ir negali išlaikyti tinkamos padėties ant veido, priveržkite galvos juostą.
5. Naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtukus pasirinkite norimą režimą.
6. Jei dėvėdami prietaisą jaučiate diskomfortą, galite pabandyti sureguliuoti dirželį arba jį nuimti, kol pasijusite geriau.
7. Gaminys automatiškai išsijungs, kai nustatytas režimas ir atitinkamas laikas pasibaigs.

Naudojimo įspėjimai

- Perkelkite nuotolinio valdymo pultą ne toliau kaip 2 m nuo LED kaukės.
- Dėvėdami gaminį, neatlikite staigių judesių.
- Dėvėdami gaminį, atsipalaiduokite patogioje padėtyje ant sofos arba lovos.

Nuotolinio valdymo pultas

1. Prijunkite nuotolinio valdymo pulto Type-C prievadą naudodami pridėtą įkrovimo laidą.
2. Įkiškite laido USB galą į 5V 1A maitinimo adapterį, kad įkrautumėte.
3. Mirksintis „88“ ekranas: Įkraunama
Nuolat šviečiantis „88“ ekranas: Visiškai įkrauta
Prieš naudojimą atjunkite įkrovimo laidą.
4. Kai nuotolinio valdymo pulto akumuliatorius senka, „88“ ekranas mirksės, kol ekranas išsijungs.

Kadangi LED kaukėje naudojamas radijo dažnio nuotolinio valdymo pultas (nuotolinio valdymo pultas skleidžia radijo dažnio signalus, kuriuos priima pagrindinis įrenginys), naudotojai, naudodami pirmą kartą, turi susieti nuotolinio valdymo pultą su LED kauke. Susiejimo veiksmai yra šie:

1. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite LED kaukės maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte susiejimo režimą. Kaukės indikatoriaus lemputė iš žalios persijungs į raudoną, o tada greitai mirksės žaliai ir raudonai.

2. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte. Nepertraukiamas pyptelėjimas ir nuolat šviečianti žalia indikatoriaus lemputė patvirtina sėkmingą susiejimą.

Naudojimo instrukcijos

Procedūros režimo pasirinkimas

Paspauskite JJUNGIMO / IŠJUNGIMO ir procedūros režimų pasirinkimo mygtuką (kuris apima ir maitinimo mygtuko, ir procedūros režimo pasirinkimo funkciją), kad pasirinktumėte iš šių procedūros režimų:

1 režimas: Atjauninimas Raudona šviesa 630nm + artimoji infraraudonoji šviesa 850nm

Privalumai:

Veikia odos senėjimo požymius, skatindama kolageno gamybą, didindama odos elastingumą ir skatindama ląstelių atsistatymą. Šis režimas padeda atkurti lygesnę, stangresnę ir skaistesnę veido odą, todėl oda atrodo atjaunėjusi ir jaunatviška.

2 režimas: Skaistinimas Geltona šviesa 590nm

Privalumai:

Ramina ir atgaivina odą, suteikdama išskirtinę atkuriamąją naudą po saulės poveikio ar nuovargio. Ji padeda skaistinti ir atkurti gyvybingą, tolygų veido odos atspalvį, suteikdama gaivų ir jaunatvišką švytėjimą.

3 režimas: Balansavimas Žalia šviesa 530nm

Privalumai:

Ramina ir subalansuoja jautrią arba streso paveiktą odą, mažina paraudimą ir skatina tolygų odos atspalvį. Šis režimas suteikia natūraliai subalansuotą ir gaivią išvaizdą, idealiai tinka reaktyviai arba jautriai odai.

4 režimas: Raminimas Mėlyna šviesa 465nm

Privalumai:

Dažnai naudojamas grožio ir odos priežiūros procedūrose, šis režimas padeda nuraminti matomą paraudimą, sumažinti riebumo įspūdį ir palaikyti švaresnės išvaizdos veido odą. Jis padeda odai išlikti gaiviai ir subalansuotai, prisidedamas prie sveikesnės ir glotnesnės odos išvaizdos.

5 režimas: Atkūrimas Viso spektro režimas: Geltona 590nm + Žalia 530nm + raudona 630nm + NIR 850nm

Privalumai:

Šis daugiašviesės terapijos režimas siūlo visapusišką požiūrį į įvairias odos priežiūros problemas, tokias kaip senėjimo požymių mažinimas, odos skaistinimas, pigmentacijos mažinimas ir bendras odos skaistinimas. Skirtingų bangos ilgių derinys suteikia holistinę procedūrą, padedančią atjauninti odą, suvienodinti odos atspalvį, mažinti tamsias dėmes ir pagerinti odos tekstūrą. Idealiai tinka kasdienei „viskas viename“ veido priežiūrai, suteikia tiek atkuriamąją, tiek prevencinę naudą jaunatviškai, švytinčiai veido odai.

Intensyvumo lygiai

Paspauskite intensyvumo lygių mygtuką, kad pasirinktumėte intensyvumą:

I lygis (žemas)

II lygis (vidutinis)

III lygis (aukštas)

Laikmačio nustatymai

Paspauskite laikmačio nustatymo mygtuką, kad pasirinktumėte laikmatį:

• 5 min

• 10 min

• 15 min

Atminties funkcija

Pirmą kartą naudojant, kaukėje bus **numatytasis 1 režimas:**

Atjauninimas, III intensyvumo lygis (aukštas) ir 10 min. laikmatis.

Po kiekvieno naudojimo kaukė įsimins paskutinį naudotą procedūros režimą, intensyvumą ir laikmačio nustatymus.

Pastabos

Funkcija

Aprašymas

Maitinimo įjungimas / išjungimas

Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite JJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kad įjungtumėte budėjimo režimą (indikatoriaus lemputė tampa žalia).

Procedūros režimo perjungimas

Budėjimo režimu trumpai paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad perjungtumėte tarp procedūros režimų: Atjauninimas → Skaistinimas → Balansavimas → Raminimas → Atkūrimas.

Intensyvumo nustatymai

Budėjimo režimu trumpai paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad perjungtumėte intensyvumą: Žemas → Vidutinis → Aukštas.

Laikmačio nustatymai

Budėjimo režimu trumpai paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad pasirinktumėte laikmatį: 5min. → 10min. → 15 min.

Automatinis išjungimas

1. Budėjimo režimu kaukė automatiškai išsijungs po 10 minučių neveikimo.
2. Kaukę galima išjungti paspaudus ant kaukės esantį mygtuką.
3. Pasibaigus procedūros trukmei, kaukė automatiškai išsijungs.

Atminties funkcija

Kaukė įsimins paskutinį naudotą procedūros režimą, intensyvumą ir laikmačio nustatymus ir atkurs šiuos nustatymus, kai bus vėl įjungta

Papildomos instrukcijos

1. Pasibaigus nustatytam laikui, kaukė automatiškai išsijungs.
2. Išjungus nuotolinio valdymo pultą, kaukė taip pat išsijungs.
3. Pasirinkę režimą nuotolinio valdymo pultu, nenaudokite kaukės mygtukų, nes tai iš naujo nustato laikmatį į 10 minučių ir sukelia ekrano neatitikimą. Pradėkite procedūrą iš karto pasirinkę režimą nuotolinio valdymo pultu.

Priežiūra ir techninė priežiūra

1. Laikykite Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančią fotoninę odos priežiūros kaukę kambario temperatūroje, sausoje vietoje. Naudokite pridėtą nešiojimo maišelį.
2. Nelaikykite Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės dulkėtoje aplinkoje, tiesioginiuose saulės spinduliuose arba drėgnose ir labai drėgnose sąlygose.
3. Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančioje fotoninėje odos priežiūros kaukėje nėra naudotojo prižiūrimų dalių.
4. Prieš kiekvieną naudojimą, kai prietaisas išjungtas, nuvalykite veido kaukę vadovaudamiesi toliau pateiktomis valymo instrukcijomis.
5. Venkite per stipriai lankstyti ar sukti silikoninę kaukę.
6. Netepkite kosmetikos priemonių tiesiai ant kaukės paviršiaus.
7. Laikykite gaminį atokiau nuo aliejų, losjonų ir kvepalų.

Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės valymas

1. Kaukės korpusas pagamintas iš silikono. Po kiekvieno naudojimo švelniai nuvalykite paviršių minkšta, pūkelių nepaliekančia šluoste, sudrėkinta švariu vandeniu.
2. Jei reikia, valykite švelniu, alkoholio ir kvapiųjų medžiagų neturinčiu neutraliu muilu, atskiestu vandeniu.

Šalinimas

NEIŠMESKITE jokios Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančios fotoninės odos priežiūros kaukės dalies kartu su buitinėmis atliekomis. Dreame Chrona Photon senėjimą stabdančioje fotoninėje odos priežiūros kaukėje ir nuotolinio valdymo pulte yra ličio jonų polimerinis akumuliatorius. Siekdami apsaugoti aplinką, pasibaigus šio įrenginio naudojimo laikui, supakuokite ir grąžinkite jį gamintojui arba jo atstovui, arba saugiai pašalinkite prietaisą laikydamiesi vietinių gairių.

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pulto ekranas neįsižiebia, o kaukės negalima valdyti.	Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulte yra energijos. Jei akumuliatorius išsikrovęs, įkraukite nuotolinio valdymo pultą naudodami pridėtą įkrovimo laidą ir 5V 1A adapterį. Jei po įkrovimo nuotolinio valdymo pultas vis tiek neveikia, susisieki su mumis, kad susitartumėte dėl pakeitimo.
Ijungus kaukę, nuotolinio valdymo pulto ekranas įsižiebia, tačiau kaukės negalima valdyti.	Iš naujo nustatykite ir nuotolinio valdymo pultą, ir kaukę. Susiejimo instrukcijos: a. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite kaukės maitinimo mygtuką. Indikatorius pirmiausia rodys žalią šviesą, o tada mirksinčią raudoną šviesą, nurodydamas, kad prietaisas įjungė susiejimo režimą. b. Tiesiog paspauskite nuotolinio valdymo pulto ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kad užbaigtumėte susiejimo procesą.
Kaukės negalima įkrauti.	a. Pakeiskite įkrovimo laidą. Jei tai iš tiesų yra įkrovimo laido problema, galite susisiekti su mumis dėl įkrovimo laido pakeitimo. Jei problemos vis tiek nepavyksta išspręsti, susisieki su mumis, kad pakeistume prietaisą. b. Patikrinkite, ar įkrovimo adapteris, prie kurio prijungiate įrenginį, yra prijungtas prie maitinimo, arba ar ant įrenginio nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.

Pagrindiniai parametrai

Gaminio pavadinimas	Dreame Chrona Photon senėjimą stabdanti fotoninė odos priežiūros kaukė
Modelis	AB01A/RB-053
Akumuliatoriaus specifikacijos	Kaukės akumuliatoriaus blokai • Tipas: 3,7V / 1000mAh ličio polimerų akumuliatorius (kiekviename akumuliatoriaus bloke) • Kiekis: 2 nuimami akumuliatoriaus blokai (bendra talpa: 2000mAh)
Gaminio matmenys	Kaukė : 634*233,8*5,5mm Nuotolinio valdymo pultas: 133,6*42,3*19mm
Nuotolinio valdymo pultas	Tipas: 3.7V / 280mAh ličio polimerų akumuliatorius
Grynasis svoris	Kaukė: Apie 338g Nuotolinio valdymo pultas: Apie 72g
Adapterio įvestis	5V $\pm$ 1A
Veikimo laikas	• Vienas visiškai įkrautas akumuliatoriaus blokas: Iki 60 minučių • Du akumuliatoriaus blokai (naudojami kartu): Iš viso iki 120 minučių
Įkrovimo laikas	• Vienas akumuliatoriaus blokas: Iki 2 valandų • Du akumuliatoriaus blokai (įkraunami atskirai): Iš viso iki 4 valandų • Nuotolinio valdymo pultas: Iki 2 valandų