

Dreame Nova IPL Home Use Hair Removal Device

User Manual

DREAME

Įspėjimas

**Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
Netinkamai naudojant galima
susižaloti ar sukelti turtingą žalą.**



Įspėjamojo ženklo aprašymas: nenaudokite šio prietaiso maudydamiesi vonioje ar duše.

Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, kriauklių ar kitų vandens talpyklų. Laikykite įrenginį ir maitinimo adapterį sausoje vietoje.

Jei prietaisas yra sugadintas, neliaskite vidinių komponentų, kad išvengtumėte elektros smūgio.

Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros skyrius arba kvalifikuoti specialistai, kad būtų išvengta pavojaus.

Nenaudokite neoficialių adapterių ir netinkamai nestatykite šio prietaiso.

Nenaudokite šio prietaiso arti akių, kad išvengtumėte akių sužalojimo.

Naudodami prietaisą visada užsidėkite apsauginius akinius.

Norint pašalinti nugaros plaukus, rekomenduojama paprašyti kieno nors pagalbos, kad būtų išvengta kylančios rizikos.

Pritaikykite energijos intensyvumą pagal odos atspalvį ir kiekvienos kūno dalies būklę. Pirmą kartą visada pradėkite nuo L1 lygio.

Nėra duomenų apie naudojimą vaikams iki 15 metų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Naudokite saugiu atstumu nuo vaikų.

Nenaudokite antiperspiranto iškart po pažastų epiliavimo procedūros.

Reguliariai tikrinkite ir valykite apertūrą, kad išvengtumėte odos nudegimų ar prietaiso gedimų.

LT

Laikykite apertūrą atokiau nuo lengvai išmagnetinamų daiktų, kad išvengtumėte išmagnetinimo ar prietaiso gedimo.

Nenaudokite prietaiso, jei ventiliacijos angos yra užkimštos, kad išvengtumėte gaisro.

Nenukreipkite blyksnio į juodus paviršius, kad išvengtumėte prietaiso gedimų.

Nenaudokite prietaiso ant drabužių ar kitų daiktų, kad išvengtumėte drabužių spalvos pakitimo, medžiagos pažeidimo ar apdegimo.

Nenaudokite prietaiso gyvūnams, nes prietaisas gali sukelti odos nudegimų, apdeginti kailį ar iššaukti stresinę reakciją.

Įjungus prietaisą, jei įmontuotas ventiliatorius neveikia (negirdimas ventiliatoriaus veikimo garsas), nenaudokite prietaiso, kad išvengtumėte dūmų susidarymo ar gaisro.

Reguliariai nuvalykite nuo prietaiso plaukų likučius ir odos priežiūros produktus, kad išvengtumėte prietaiso gedimų ar odos nudegimų.


Saugus naudojimas



Asmenys, kurių oda yra natūraliai tamsaus atspalvio, neturėtų naudoti šio prietaiso



Venkite pernelyg ilgo buvimo saulėje prieš plaukų šalinimo procedūrą



Prieš naudodami šį prietaisą, nusiskuskite plaukus (nenaudokite cheminių plaukų šalinimo metodų)




Pirmą kartą naudodami visada pradėkite nuo L1 lygio



Nenaudokite šio prietaiso tamsioje aplinkoje



Naudodami prietaisą visada užsidėkite apsauginius akinius



Nenaudokite šio prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose



Apsaugokite prietaisą nuo stiprių smūgių ar kratymo


Gaminio apžvalga

Šis prietaisas yra pranašesnis už įprastus prietaisus dėl įmontuotos ledo vėsavimo sistemos, kuri akimirksniu sumažina karštį ir odos sudirginimą šalinant plaukus. Dėl didesnio blyksėjimo greičio plaukų šalinimas yra greitesnis ir paprastesnis.

Prieš naudodami šį prietaisą, nusiskuskite tikslinę vietą (nenaudokite cheminių plaukų šalinimo metodų). Prietaisas naudoja intensyvią impulsinę šviesą (IPL), kuri absorbuojama į odą. Šviesa švelniai įkaitina folikulą, pakeisdama jo struktūrą ir sustabdydama plauko augimą iš jo. Dėl to plaukai natūraliai iškrenta ir pasiekiami ilgalaikiai rezultatai.

Komponentai

LT




- 1 Apertūra
- 2 Odos atspalvio jutiklio indikatorius
- 3 Oro išleidimo anga
- 4 Jutiklio indikatorius
- 5 Režimo ekranas
- 6 Blyksėjimo mygtukas
- 7 Oro įleidžiamoji anga
- 8 Režimo perjungimo mygtukas
- 9 Maitinimo mygtukas / intensyvumo perjungimo mygtukas (maitinimo / intensyvumo mygtukas)
- 10 NS maitinimo prievadas

Toliau parodyti priedai: adapteris, skustuvas, apsauginiai akiniai, laikymo maišelis



Adapteris



Skustuvas




Apsauginiai
akiniai



Laikymo
maišelis

Indikatoriai ir režimai



- 1 „ | “ Jutiklio indikatorius: lieka išjungtas, kai blyksėjimo sąlygos nėra tenkinamos, ir šviečia, kai sąlygos yra tenkinamos.
- 2 „FACE“ Veido režimo indikatorius: tai yra numatytasis režimas, rodomas įjungus prietaisą.
„BODY“ Kūno režimo indikatorius.
„VIO“ Bikini režimo indikatorius.
- 3 „ ☉ “ Išmaniojo odos atspalvio aptikimo funkcijos indikatorius: išmaniojo odos atspalvio aptikimo funkcija įjungiama automatiškai, kai prietaisas įjungiamas. Kai apertūra yra vertikaliai pridėdama prie odos, prietaisas automatiškai nustato tinkamą šviesos intensyvumą naudodamas odos atspalvio aptikimo funkciją ir šviečia intensyvumo indikatorius. Kai prietaisas atitraukiamas nuo odos, visi intensyvumo indikatoriai išsijungia.
- 4 „ |||| “ Intensyvumo indikatorius: galima rinktis iš 5 intensyvumo lygių. Įjungus prietaisą, paspauskite maitinimo / intensyvumo mygtuką, kad pereitumėte iš automatinio odos atspalvio aptikimo režimo į rankinį intensyvumo nustatymą tokia tvarka: automatinis odos atspalvio aptikimas - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - automatinis odos atspalvio aptikimas...
- 5 „ ⚡ “ Nuolatinio blyksėjimo režimo indikatorius. Numatytasis blyksėjimo režimas įjungus įrenginį yra vienas blyksnis. Paspauskite ir palaikykite blyksėjimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte nuolatinio blyksėjimo režimą (šis indikatorius ims šviesti). Kai įjungtas nuolatinio blyksėjimo režimas, dar kartą 2 sekundes palaikykite nuspaudę blyksėjimo mygtuką, kad įjungtumėte vieno blyksnio režimą.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojant prietaisą



Kruopščiai nuvalykite epiliuojamą vietą. Įsitikinkite, kad ant odos nėra plaukų ir riebalų likučių.

Patikrinkite prietaiso apertūrą. Įsitikinkite, kad ant jos nėra dulkių, plaukų ar kitų dalelių ir kad ji nėra pažeista ar įtrūkusi.

Intensyvumo lygio nustatymai

Šis gaminytis skirtas žmogaus plaukams šalinti 5 skirtingais intensyvumo lygiais. Galite vadovautis odos atspalvių palyginimo kortele, kad pasirinktumėte tinkamą intensyvumo lygį.

Pastaba.

1. Prie odos pridėkite odos atspalvių palyginimo kortelę ir pagal savo odos atspalvį ir plaukų spalvą pasirinkite tinkamą intensyvumo lygį.
2. Jei naudodami prietaisą jaučiate skausmą ar diskomfortą, sumažinkite intensyvumo lygį. Tamsesnę odą turintiems žmonėms rekomenduojama naudoti mažesnius lygius, nes tamsesnė oda sugeria daugiau šviesos. Naudojant įprastai, šviesa turėtų sukelti tik švelnų šilumos pojūtį ant odos, o ne skausmą.
3. Šią kortelę laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte ją pasinaudoti ateityje.

Odos atspalvių ir plaukų spalvų lentelė

Odos atspalvis						
Plaukų spalva						
Balti / pilki	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Šviesiai geltoni	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Raudoni	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Tamsiai geltoni / šviesiai rudi	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rudi	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Tamsiai rudi	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Juodi	✓	✓	✓	✓	✗	✗

(Pastaba. ✓ nurodo tinkamumą, X - netinkamumą)

Pastaba. Įsitikinkite, kad jūsų odos tipas tinkamas šiam prietaisui, ir vadovaukitės odos atspalvių palyginimo kortele. Odos reakcijos gali skirtis, kai procedūros atliekamos skirtingu laiku ir skirtingomis sąlygomis.

Odos bandymas

Jei naudojate prietaisą pirmą kartą arba neseniai įdegėte odą, pirmiausia atlikite odos bandymą. Taip patikrinsite savo odos reakciją ir nustatysite tinkamą intensyvumo lygį.

1. Pasirinkite nedidelį plotą epiliuojamoje zonoje.
Pastaba. Nebandykite ant jautrių ar kaulėtų vietų, pvz., kulkšnių.
2. Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 1 sekundę ir pasirinkite L1 intensyvumo lygį.
3. Prietaisą pridėkite vertikaliai, kad apertūra priglustų prie odos.
4. Paspauskite blyksėjimo mygtuką, kad prietaisas suaktyvintų blyksnį.
5. Laikykite prietaisą priglaustą prie odos ir pereikite prie kitos bandymo vietos.
6. Palaipsniui didinkite intensyvumo lygį, leisdami prietaisui sublyksėti vieną kartą kaskart, kai nustatote aukštesnį lygį, tada pereikite prie kitos srities. Pakartokite šią procedūrą naudodami visus jūsų odos tipui rekomenduojamus intensyvumo lygius.
7. Stebėkite odos būklę praėjus dviem valandoms po odos bandymo. Jei bandymo vietoje nepastebima jokių neįprastų simptomų, pvz., paraudimo, patinimo ar pūslelių, galite toliau naudoti šį prietaisą.

Skirtingų kūno vietų plaukų šalinimo vadovas

1. Pažastys

- Prieš epilaciją nuvalykite pažastis, kad pašalintumėte antiperspirantų, kvepalų, kremų ar kitų kosmetikos produktų likučius.
- Oda pažasties srityje gali būti laisva. Epiliuojant laisvos odos sritis, reikia įtempti odą pirštais, kad ji būtų lygi.
- Prietaisui blyksint lengvas šilumos pojūtis yra normalu.

2. Bikinio linija

- Šios srities oda yra jautri. Epiliuodami tamsesnes arba labai pigmentuotas vietas, pradėkite nuo L1 lygio ir leiskite odai palaipsniui prisitaikyti.
- Epiliuojant laisvos odos sritis, reikia įtempti odą pirštais, kad ji būtų lygi.
- Prietaisui blyksint lengvas šilumos pojūtis yra normalu.

3. Plaštakos ir pėdos

- Plaštakų ir pėdų srityse, kur kaulai yra arčiau paviršiaus ir oda gali būti nelygi (pvz., aplink sąnarius), per epilaciją galite jausti didesnę skausmą.

Prietaiso naudojimas

LT


1 žingsnis

Prieš naudodami nuskusite epiliuojamą sritį. Nuvalykite ir nusausinkite odą, kad į plaukų folikulus būtų tiekiama didžiausia energija ir būtų pasiekti geriausi rezultatai.



2 žingsnis

Prijunkite maitinimo adapterį prie elektros lizdo, tada įjunkite NS kištuką į maitinimo lizdą prietaiso apačioje.



3 žingsnis


Naudokite su prietaisu pateiktus apsauginius akinius (kad apsaugotumėte akis nuo intensyvių šviesos impulsų).



4 žingsnis

1 sekundę palaikykite nuspaudę maitinimo / intensyvumo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Įmontuotas ventiliatorius įsijungs ir bus girdimas jo garsas. LED ekranas ims šviesti, parodydamas nustatytą režimą ir patvirtindamas, kad prietaisas tinkamai įjungtas.

LT



5 žingsnis

Įjungus prietaisą, pagal numatytuosius nustatymus įjungiamo išmanioji odos atspalvio aptikimo funkcija. Kai apertūra priglaudžiama prie odos, prietaisas automatiškai nustato jūsų odos atspalvį ir optimalų intensyvumo lygį.



6 žingsnis



Paspauskite maitinimo / intensyvumo mygtuką, kad pagal poreikį pakeistumėte intensyvumo lygį nuo 1 (žemiausias lygis) iki 5 (aukščiausias lygis).



7 žingsnis

Pridėkite apertūrą vertikaliai prie epiliuojamos vietos. Kai ekrane užsidegs jutiklio indikatorius, paspauskite blyksėjimo mygtuką, kad prietaisas pradėtų blyksėti. Galite rinktis iš rankinio blyksėjimo režimo ir nuolatinio blyksėjimo režimo.

- 1 režimas (rankinio blyksėjimo režimas): numatytasis blyksėjimo režimas yra rankinio blyksėjimo režimas. Paspauskite blyksėjimo mygtuką vieną kartą, kad prietaisas suaktyvintų blyksnį. Po kiekvieno blyksnio perkeltkite prietaisą maždaug per apertūros plotį ir dar kartą suaktyvinkite blyksnį.
- 2 režimas (nuolatinio blyksėjimo režimas): paspauskite ir laikykite nuspaudę blyksėjimo mygtuką ilgiau nei 2 sekundes, kad įjungtumėte nuolatinio blyksėjimo režimą. Kai apertūra prispaudžiama prie odos, prietaisas nuolat mirksi. Dar kartą 2 sekundes palaikykite nuspaudę blyksėjimo mygtuką, kad įjungtumėte rankinio blyksėjimo režimą.




8 žingsnis

Negalima pakartotinai švitinti tos pačios vietos, nes tai gali pažeisti odą. Po kiekvieno blyksnio perkeltkite prietaisą į naują vietą.



9 žingsnis

Užbaigę procedūrą, 2 sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo / intensyvumo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Nuvalykite apertūrą sausa, pūkelių nepaliekančia šluoste. Laikykite prietaisą ir adapterį dėžutėje, gerai vėdinamoje ir sausoje vietoje, kur jos nepasiektų vaikai.



Kontraindikacijos

1. Šio prietaiso neturėtų naudoti nėščios moterys, krūtimi maitinančios moterys, moterys, kurioms yra menstruacijos, ir asmenys su randais ant odos, sergantys cukriniu diabetu, pasižymintys jautria oda ar jautrumu šviesai.
2. Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys, sergantys sunkiomis širdies ligomis, sunkia hipertenzija, piktybiniais navikais, folikulitu, infekcinėmis odos ligomis, turintys odos nudegimų ar kraujų krešėjimo sutrikimų.
3. Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys, kuriems anksčiau nustatyta kolageno apykaitos sutrikimų (įskaitant randėjimą ir prastą žaizdų gijimą).
4. Asmenys neturėtų naudoti šio prietaiso kraujagyslių ligų, tokių kaip venų varikozė ar teleangiektazija, paveiktose srityse.
5. Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys, kurių oda yra jautri šviesai arba kurie linkę į odos bėrimus ar odos diskomfortą.
6. Asmenys neturėtų naudoti šio prietaiso sritims, kuriose yra infekcija, paprastoji pūslelinė, odos pažeidimų ar hematoma.
7. Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys, sergantys imuninę sistemą slopinančiomis ligomis (įskaitant ŽIV infekciją, raudonąją vilkligę ir porfiriją).
8. Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys, kuriems nustatyta kraujavimo sutrikimų arba kurie ant odos vartoja izotretinoiną, alfa hidroksirūgštis (AHA), beta hidroksirūgštis (BHA) arba azelaino rūgštį.
9. Asmenys, kurie per pastaruosius 30 dienų naudojo cheminius plaukų šalinimo metodus arba neseniai naudojo balinančius produktus ar kosmetikos priemones, kurių sudėtyje yra vitamino A, turėtų šį prietaisą naudoti atsargiai.
10. Nenaudokite šio prietaiso su jokiais lakiais eteriniais aliejais. Įsitikinkite, kad epiliuojama odos sritis yra švari, sausa ir nepatepta kremais, lubrikantais ar kitomis kosmetikos priemonėmis. Jei oda nėra švari ir sausa, tai gali paveikti prietaiso veiksmingumą ar netgi jį sugadinti.
11. Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys, vartojantys tokius vaistus kaip aspirinas, imunosupresantai ar izotretinoinas. Šio prietaiso neturėtų naudoti asmenys, kurie neseniai vartojo jautrumą šviesai didinančius vaistus, pvz., tetracikliną ar sulfonamidus.
12. Asmenys, kurių oda yra nudegusi nuo saulės, prieš naudodami šį prietaisą turėtų palaukti, kol pažeista oda visiškai pasveiks. Šio gaminio negalima naudoti jautrioms sritims, pvz., gleivinėms.
13. Nenaudokite šio prietaiso ant odos, kurioje yra neužgijusių žaizdų. Šis prietaisas nerekomenduojamas asmenims, kurių padidėjęs plaukuotumas yra susijęs su hirsutizmu ar kitomis medicininėmis būklėmis.
14. Vaistai nuo skausmo gali sumažinti odos jautrumą karščiui. Naudokite šį prietaisą atsargiai, kol vaistas nustos veikti.
15. Jei jūsų odos ar plaukų spalva nesuderinama su šiuo gaminiu, jo nenaudokite. (Prireikus, prieš naudodami pasikonsultuokite su gydytoju.)

Draudžiamos sritys

1. Burnos vidus, intymios vietos, gleivinės	8. Antakiai ir galvos plaukai
2. Sritis, kuriose buvo atlikta plastinė operacija ar kitos chirurginės procedūros	9. Ausys
3. Akių obuoliai, vokai ir sritys aplink akis	10. Speneliai ir areolės
4. Adomo obuolys	11. Bambos vidus
5. Galva	12. Sritis su didelėmis venomis
6. Sritis su akne ar spuogeliais	13. Sritis su tatuiruotėmis ar permanentiniu makiažu
7. Sritis su pigmentacija arba apgamais	

Pastaba. Šis sąrašas nėra baigtinis. Jei nesate tikri dėl konkrečios srities epiliavimo, pasikonsultuokite su gydytoju.

Priežiūra

Procedūros dažnumas

1–4 savaitė: 2–3 procedūros per savaitę.

5–8 savaitė: 1–2 procedūros per savaitę.

Po 8 savaitių: 1 procedūra per mėnesį arba 1 procedūra kas dvi savaites.

Pastaba. Pritaikykite procedūrų dažnumą pagal savo plaukų augimo spartą. Jei jūsų plaukai storesni, gali tekti padidinti intensyvumo lygį ir procedūrų dažnumą. Tai priklauso nuo individualių asmens charakteristikų.


Plaukų šalinimo rezultatai



1–4 savaitė: plaukai pradeda augti lėčiau, o jų kiekis sumažėja daugiau nei 75 %.



5–8 savaitė: plaukai tampa plonesni, minkštesni ir retesni, o oda vėl tampa lygi.



Po 8 savaitių: dažnas plaukų šalinimas nebereikalingas.

Panaudojus gaminį

1. Venkite sąlyčio su vandeniu 6 valandas po epiliacijos. Po 6 valandų galite naudoti tonizuojančią priemonę, kad sudrėkintumėte epiliuotą vietą.
2. Po procedūros ant epiliuotos vietos nenaudokite kvėpalų, veido kaukių ar kosmetikos priemonių, kurių sudėtyje yra šveičiamųjų dalelių.
3. Venkite UV spindulių poveikio 48 valandas po epiliacijos.

4. Atliekant epiliacijos procedūras draudžiama naudoti dirbtinio įdegio priemonės.
5. Jei po epiliacijos planuojate atlikti plastinę operaciją epiliuotose srityse, pasitarkite su savo gydytoju.

LT

Nepageidaujamos reakcijos ir naudojimo būdai


Nepageidaujama reakcija	Aprašymas	Naudojimo metodas
Sausa arba niežtinti oda	Epiliuojant nuo odos paviršiaus pašalinama šiek tiek riebalų ir drėgmės.	Diskomfortas praeis per 1 dieną. Norėdami greitai sumažinti diskomfortą, galite odą patepti švelniu, nedirginančiu drėkinamuoju kremu.
Skausmas	Skausmo lygis skiriasi atsižvelgiant į žmogų ir yra susijęs su odos tolerancija, naudojamu intensyvumu ir epiliuojama sritimi (pvz., kaulėtos vietos yra jautresnės).	Sumažinkite intensyvumą 1–2 lygiais ir pabandykite dar kartą. Jei skausmas išlieka, rekomenduojama nustoti naudoti prietaisą ir palaukti, kol oda atsistatys, prieš bandant dar kartą.
Lengvas paraudimas ar deginimo pojūtis	Tai yra normali odos reakcija dėl šviesos poveikio.	Nereikia jokio specialaus gydymo. Paraudimas ar deginimo pojūtis laikui bėgant išnyks. Taip pat galite odą patepti šaldančiu geliu arba uždėti šaltą kompresą.
Nusvilę plaukai	Prieš epiliaciją plaukai nebuvo kruopščiai nuskusti. Likę plaukeliai įkaista dėl šviesos, todėl atsiranda silpnas degėsių kvapas.	Prieš naudodami kitą kartą, kruopščiai nusiskuskite epiliuojamą vietą skustuvu.

Valymas ir priežiūra

Norėdami užtikrinti optimalų gaminio veikimą ir pratęsti jo naudojimo laiką, prieš kiekvieną plaukų šalinimo seansą ir po jo išvalykite prietaisą, kad nesikaupytų plaukai ir dulkės. Jei reguliariai nevalysite prietaiso, tai gali turėti įtakos plaukų šalinimo efektyvumui ir netgi sutrumpinti prietaiso naudojimo laiką.



Patikrinkite apertūrą ir prietaiso komponentus, kad įsitikintumėte, jog jie yra švarūs. Neskalauskite prietaiso ir priedų po tekančiu vandeniu. Nenaudokite plieninių šveistikų, abrazyvinių valymo priemonių (pvz., dantų pastos) ar ėsdinančių skysčių (pvz., benzino, variklio alyvos ir acetono) prietaisui valyti.



Išjunkite prietaisą, atjunkite maitinimo laidą nuo lizdo ir palaukite, kol prietaisas visiškai atvės. Naudojant apertūrą įkaista. Prieš valydami palaukite, kol ji atvės.

Jei reikia, nuvalykite prietaiso išorę minkšta šluoste.

Sudrėkinkite minkštą šluostę keliais vandens lašais, tada ją nuvalykite šias dalis: *apertūros safyrinį elementą; *sritį aplink apertūrą.



Šalinimas

Šio gaminio neišmeskite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Pristatykite prietaisą į specialų perdirbimo centrą, kad jis būtų tinkamai perdirbtas.

Trikčių šalinimas

Problema	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia	Maitinimo adapteris nėra prijungtas arba kištukas yra atsilaisvinęs.	Patikrinkite ir įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tinkamai prijungtas prie prietaiso ir maitinimo lizdo.
	Maitinimo prijungimo problemos.	Dėl remonto kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą.
Prietaisas neįkveiks / blyks netinkamai	Apertūra nėra visiškai priglausta prie odos.	Naudodami prietaisą, apertūrą būtinai vertikaliai priglauskite prie odos.
	Prietaisas perkaista ir suveikia apsauga nuo perkaitimo.	Išjunkite prietaisą ir prieš naudodami palaukite, kol jis atvės.
	Ant odos esantys plaukai ar dulkės gali turėti įtakos jutiklio veikimui.	Nuvalykite apertūrą ir odą.
Neįprastas kvapas per epiliaciją	Svilėsių kvapas: plaukai nevisiškai nuskusti.	Prieš epiliaciją kruopščiai nuskuskite epiliuojamą vietą.
	Plastiko / cheminių medžiagų kvapas: perkaito vidiniai komponentai.	Nedelsdami nustokite naudoti prietaisą ir leiskite jam atvėsti.

Problema	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Prasti plaukų šalinimo rezultatai	Intensyvumo lygis yra per žemas.	Padidinkite intensyvumo lygį pagal savo tolerancijos ribas.
	Epiliavimo dažnumas yra per mažas.	Padidinkite epiliavimo dažnumą.
	Intensyvios šviesos impulsai (angl. „Intense pulse light“, IPL) yra mažiau veiksmingi, jei plaukai yra per šviesūs arba oda per tamsi.	Patikrinkite, ar jūsų plaukų ir odos atspalvis yra suderinami su šiuo prietaisu.
	Prietaisas nesiliečia su oda, todėl energija nėra visiškai absorbuojama.	Įsitinkite, kad atliekant procedūrą apertūra visiškai liečiasi su oda.
Paraudimas epiliuotoje vietoje	Lengvas paraudimas yra normalu.	Jei pasireiškia stiprus paraudimas, nustokite naudoti prietaisą, kol simptomai išnyks.

Gaminio specifikacijos

Gaminio pavadinimas	Dreame Nova IPL Home Use Hair Removal Device
Modelis	AHR01
Gaminio matmenys	185 × 65 × 45 mm
Grynasis svoris	Maždaug 320 g
Pakuotės turinys	Plaukų šalinimo prietaisas (1 vnt.), naudotojo vadovas (1 vnt.), adapteris (1 vnt.), apsauginiai akiniai (1 vnt.), skustuvas (1 vnt.), laikymo maišelis (1 vnt.)
Adapterio vardinė įtampa / dažnis	KS, 100–240 V, 50/60 Hz
Išėjimo įtampa / srovė	24 V  3 A
Vardinė galia	72 W
Darbinė temperatūra	5–30 °C
Intensyvumo lygiai	5 lygiai
Pagrindinis filtro bangos ilgis	510–1200 nm
Pagaminimo vieta	Kinija